

Supplementary Information

Physical-Chemical Properties of the Support Immobead 150 Before and After the Immobilization Process of Lipase

Carla R. Matte,^a Carolina Bordinhão,^a Jakeline K. Poppe,^a Edilson V. Benvenutti,^b Tania M. H. Costa,^b Rafael C. Rodrigues,^a Plinho F. Hertz^a and Marco A. Z. Ayub^{*a}

^aGrupo de Biotecnologia, Bioprocessos e Biocatálise, Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos and ^bLaboratório de Sólidos e Superfícies, Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 91501-970 Porto Alegre-RS, Brazil




Figure S1. Activity of the enzyme solution submitted to centrifugation at $3,000 \times g$, 5 min, 4 °C using an ultrafiltration device (Amicon 50 kD) in different immobilization buffers. The results are the mean of duplicates.

*e-mail: mazayub@ufrgs.br